

240mm

Singclean®



Respirační vícenásobná rychlá testovací sada (Imunochromatografie)

Návod k použití

Pouze pro diagnostické účely in vitro

Návod k použití testování jakékoliv kombinace následujících virových antigenů: antigenu COVID-19, antigen respiračního syncytiálního viru, antigenu adenoviru, antigenu MP a antigenu chřipky A/B. Pouze pro profesionální použití.

URČENÉ POUŽITÍ

Respirační vícenásobná rychlá testovací sada (imunochromatografie) se používá pro in vitro kvalitativní detekci antigenů COVID-19, antigenu respirálního syncytiálního viru, antigenu adenoviru, antigenu MP a antigenu chřipky A/B u lidí ve vzorcích nosohltanových výtěrů. Tento poskytuje pouze předběžný výsledek testu. Test je vhodný pro všechny osoby s příznaky nachlazení nebo pro screening nachlazení. Tento je vhodný pouze pro profesionální použití.

BALENÍ FORMÁTŮ

1 testů/box, 5 testů/box, 10 testů/box, 20 testů/box

ÚVOD

Nové koronaviry patří do rodu β. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současné době, pacienti nakažení novým koronavirem jsou hlavním zdrojem infekce; zdrojem infekce mohou být i asymptomaticky nakažení lidé. Na základě současného epidemiologického šetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní.

Respirační syncytiální virus (RSV) patří do rodu Pneumovirus z čeledi Paramyxoviridae. Může se nakazít kašlem a vřiznými kapenkami a způsobuje především infekce dolních cest dýchacích, jako je bronchiolitida a pneumonie u kojenců do 6 měsíců, a infekce horních cest dýchacích, jako je rýma a nachlazení u starších dětí a dospělých, a bronchitidu nebo pneumonii u starších osob.

Adenovirová infekce může vést k onemocnění dýchacích cest, gastrointestinálního traktu, močových cest a dalším souvisejícím onemocněním, jako je faryngitida, pneumonie, konjunktivitida, cystitida atd. Adenovirová infekce byla rozšířena epidemií, může mít nepříznivé účinky na zdraví populace, způsobuje horečku, kašel, sputum, překrvení hrdla, zarudnutí očí, suché svědění, ztrátu zraku, průjem, zvracení a další potíže, respirační příznaky jsou závažné, mohou se objevit dýchací potíže, a dokonce i asthyie a další závažné následky.

Mycoplasma pneumoniae (MP) může způsobit akutní respirační infekci, klinické projevy bolesti hlavy, horečku, suchý kašel, bolest v krku a další příznaky. Virový virový skupiny. Infikováni jsou u dětí mladších 5 let a u lidí středního věku a dětí do 4 let je výskyt infekce vyšší. U 30% infikovaných osob dojde k celoplinární infekci. Mycoplasma pneumoniae může způsobit i jiná než respirační onemocnění, například meningitidu, encefalitidu, pankreatitidu atd. Chřipkové viry (Flu) jsou patogeny, které způsobují chřipku. Chřipka je akutní respirační infekce způsobená virem chřipky A, B a C. Virová chřipka A se často objevuje v epidemické formě a může způsobit celosvětovou pandemii chřipky. Virová chřipka B často způsobuje lokální epidemie a nepůsobuje celosvětovou pandemii chřipky. Viry chřipky A/B (Flu A/B) mohou způsobit akutní respirační infekce a lidé jsou k nim obecně rezistentní. Tyto viry jsou vysoce nákazlivé, rychle se šíří, mají krátkou inkubační dobu a vysokou nemocnost. Hlavními příznaky jsou horečka, suchý kašel, únava atd. Proti má společný záchyt COVID-19, RSV, ADV, MP a FLU A/B poměrně velké klinické výsledky.

PRINCIP

Tyto testy využívají k detekci antigenů COVID-19, RSV, ADV, MP a FLU A/B imunochromatografii s koloidním zlatem. Test COVID-19 používá monoklonální protilátka proti COVID-19 (testovací linie T) a polyklonální kozi protilátka proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) imobilizovanou na nitrocelulózovém proužku. Konjugovaná podložka vínové barvy obsahuje koloidní zlato konjugované s další monoklonální protilátkou COVID-19. Po přidání zpracovaného pufru obsahujícího vzorek do jamky pro vzorek se COVID-19 spojí s konjugátem monoklonální protilátky COVID-19 a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu kapilárními působením. Když se komplex setká s linií monoklonální protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínové zbarvený proužek, který potvrdí reaktivní výsledek testu. Nepřítomnost barevného proužku v testu znamená negativní výsledek testu.

Test RSV používá monoklonální protilátka proti RSV (testovací linie T) a polyklonální kozi protilátka proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) imobilizovanou na nitrocelulózovém proužku. Konjugovaná podložka vínové barvy obsahuje koloidní zlato konjugované s další monoklonální protilátkou COVID-19. Po přidání zpracovaného pufru obsahujícího vzorek do jamky pro vzorek se RSV spojí s konjugátem monoklonální protilátky RSV a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu kapilárními působením. Když se komplex setká s linií RSV monoklonální protilátky testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínové zbarvený proužek, který potvrdí reaktivní výsledek testu. Nepřítomnost barevného proužku v testu znamená negativní výsledek testu.

Test antigenu ADV používá monoklonální protilátka ADV (testovací linie T) a polyklonální kozi protilátka proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) imobilizovanou na nitrocelulózovém proužku. Konjugovaná podložka vínové barvy obsahuje koloidní zlato konjugované s další monoklonální protilátkou ADV. Po přidání zpracovaného pufru obsahujícího vzorek do jamky pro vzorek se ADV spojí s konjugátem monoklonální protilátky ADV a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu kapilárními působením. Když se komplex setká s linií monoklonální protilátky ADV testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínové zbarvený proužek, který potvrdí reaktivní výsledek testu. Nepřítomnost barevného proužku v testu znamená negativní výsledek testu.

Test na Mycoplasma pneumoniae (MP) používá monoklonální protilátka MP (testovací linie T) a polyklonální kozi protilátka proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) imobilizovanou na nitrocelulózovém proužku. Konjugovaná podložka vínové barvy obsahuje koloidní zlato konjugované s další monoklonální protilátkou MP. Po přidání zpracovaného pufru obsahujícího vzorek do jamky pro vzorek se MP spojí s konjugátem MP monoklonální protilátky a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu kapilárními působením. Když se komplex setká s linií MP monoklonální protilátky testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínové zbarvený proužek, který potvrdí reaktivní výsledek testu. Nepřítomnost barevného proužku v testu znamená negativní výsledek testu.

Test Flu A/B je pořazen monoklonální protilátkou proti viru chřipky A (testovací linie A), monoklonální protilátkou proti viru chřipky B (testovací linie B) a polyklonální kozi protilátkou proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) na nitrocelulózové membráně. Podložka se zlatou značkou obsahuje další monoklonální protilátka proti viru chřipky A a monoklonální protilátka proti viru chřipky B spojenou s koloidním zlatem. Po přidání vzorku obsahujícího antigen viru chřipky A do jamky se antigen viru chřipky A spojí s konjugátem monoklonální protilátky proti viru chřipky A a vytvoří komplex antigen-protilátka. Komplex se pohybuje nitrocelulózovou membránou. Když se komplex setká s monoklonální protilátkou viru chřipky A na testovací linii A, komplex se zachytí a vytvoří vínový proužek, který potvrdí pozitivní výsledek testu.

Když se do jamky pro vzorek přidá vzorek obsahující antigen viru chřipky B, antigen viru chřipky B je stejný jako antigen viru chřipky A. Antigen viru chřipky B zbarví testovací linku B a vytvoří vínový pruh, to znamená, že potvrdí pozitivní výsledek testu na virus chřipky B. Žádný barevný proužek na testovací linii A/B neznaméná negativní výsledek testu. Testovací souprava obsahuje kontrolní linii kvality (kontrolní linie C). Na kontrolní linii se objeví fialové červená čára bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost antigenu COVID-19, RSV, ADV, MP a FLU A/B ve vzorku. Pokud kontrolní linie není zbarvená, znamená to, že výsledek testu je neplatný bez ohledu na to, zda je testovací linie zbarvená. Kontrolní linie je kritériem pro posouzení, zda je testovací proužek platný.

DODANÉ MATERIÁLY

- Zapečetěné sáčky, z nichž každý obsahuje testovací kazetu, vysoušecí prostředek
- Vatový tampon pro odběr vzorků
- Extrakční zkumavka na antigen s extrakčním činidlem
- Návod k použití

POŽADOVANÉ, ALE NEDODÁVANÉ MATERIÁLY

Časová

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Testovací sadu lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce (4-30°C). Testovací zařízení je stabilní až do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku. Testovací zařízení musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Nezamrazujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po otevření zapečetěného sáčku použijte test co nejdříve, nejpozději do 60 minut.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento test poskytuje pouze předběžný screeningový výsledek testu antigenu COVID-19, RSV, ADV, MP a FLU A/B. Proto musí být jakýkoli pozitivní vzorek s Respirační vícenásobná rychlá testovací sada (imunochromatografie) potvrzen přesnějšími testovacími metodami a klinickými výsledky.

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Všichni uživatelé si musí před provedením testu přečíst návod. Tento návod musí být striktně dodržován.
- Nepoužívejte jej, pokud je zkumavka/pouzdro poškozené nebo rozbité.
- Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.
- Při manipulaci se vzorky používejte ochranné pomůcky a po oddělení si důkladně umyjte ruce.
- Zabraňte rozstřikování nebo tvorbě aerosolu vzorků a pufru.
- Rozlité látky důkladně vyčistěte pomocí vhodné dezinfekčního prostředku.
- Dekontaminujte a zlikvidujte všechny vzorky, reakční soupravy a potenciálně kontaminované materiály (tj. tampon, extrakční zkumavka na antigen, testovací zařízení, kontejneru na biologické nebezpečí, jako by se jednalo o infekční odpad, a zlikvidujte je podle platných místních předpisů.

9. Nemíchejte ani nezaměňujte různé vzorky.

10. Nemíchejte reagenzie různých šarží nebo reagenzie pro jiné produkty.

11. Testovací soupravu neskladujte na přímém slunečním světle.

12. Abyste zabránili kontaminaci, nedotýkejte se při otvírání sáčku s tamponem hlavičky dodaného tamponu.

13. Dodaný tampon v balení by měl být používán pouze pro odběr vzorku z nosohltanu.

14. Abyste zabránili křížové kontaminaci, nepoužívejte tampon pro odběr vzorků opakovaně.

15. Odebrány tampon neřetež žádným roztokem s výjimkou dodaného extrakčního pufru.

16. Test je určen pouze pro jednorázové použití. Za žádných okolností jej nepoužívejte opakovaně.

17. Test neprovádějte v místnosti se silným prouděním vzduchu, tj. elektrickým ventilátorem nebo silnou klimatizací.

18. Pokud se extrakční roztok dotkne oči a úst, je třeba vždy vypláchnout velké množství čisté vody a v případě potřeby vyhledat lékařské ošetření.

19. V případě jakékoli závažné události související s přístrojem je třeba ji nahlásit výrobci, distributorovi a příslušnému orgánu.

ODBĚR VZORKŮ

1. Respirační vícenásobná rychlá testovací sada (imunochromatografie) může být provedena pomocí výtěru z nosohltanu.

2. Vzorek by měl být použit co nejdříve po odběru, jinak by měl být uchovávan v uzavřené nádobě při pokojové teplotě, nejdříve však 24 hodin. Uchovávejte při teplotě 2-8°C po dobu jednoho týdne. Při dlouhodobém skladování uchovávejte v chladničce. Nesprávné zacházení se vzorky a jejich skladování může vést k falešně negativním výsledkům.

3. Pokud mají být vzorky přepravovány, měly by být zabaleny v souladu s místními předpisy upravujícími přepravu etiologických agens.

POSTUP TESTOVÁNÍ

Před testováním nechte testovací kazetu, extrakční zkumavka na antigenu s extrakčním činidlem zahřát na pokojovou teplotu (15-30°C).

1. Požádejte pacienta, aby odstranil sekret na povrchu přední části nosohltanu, udržte hlavu v mírném záklonu a jemně a pomalu zaveďte tampon nosohltan do nosní dutiny, když narazí na odpor, dosáhne zadní části nosohltanu, stvřeďte několik sekund, a jemným otočením tampon vymyjete.




2. Vložte vzorek tamponu do extrakční zkumavky na antigen s extrakčním činidlem a asi 10 krát tamponem očiňte a přiláče jeho hlavičku ke stěně zkumavky, aby se antigen ve tamponu uvolnil, a poté jej nechte asi 1 minutu stát.

3. Vyjměte tampon a přitom zmáčknete špičku tamponu, aby se uvolnilo co nejvíce tekutiny z tamponu. Použité tampony zlikvidujte v souladu s metodami likvidace biologického odpadu.

4. Nasadte kapátko na extrakční zkumavka na antigenu s extrakčním činidlem, pevně ji uzavřete a nechte stát asi 1 minutu.

5. Otevřete sáček z hliníkové fólie a vyjměte testovací kartě, přidejte 3 kapky (asi 100 μL) do otvoru pro vzorek na testovací kartě (nebo použijte pipetu k přidání 100 μL) a spusťte časovač.

6. Počkejte, až se objeví barevná čára. Výsledek by měl být odečten po 15 minutách. Po 20 minutách výsledek neinterpretujte.



INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pro testovací sadu antigenu COVID-19:

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakéhokoli vínového zbarvení v proužku T znamená, že ve vzorku nebyl zjištěn žádný antigen COVID-19. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

Pokud je kromě přítomnosti proužku C vyvolán i proužek T, test svědčí o přítomnosti antigenu COVID-19 ve vzorku. Výsledek je COVID-19 pozitivní.

NEPLATNÝ:

Test na Mycoplasma pneumoniae (MP) používá monoklonální protilátka MP (testovací linie T) a polyklonální kozi protilátka proti kuřecímu masu (kontrolní linie C) imobilizovanou na nitrocelulózovém proužku. Konjugovaná podložka vínové barvy obsahuje koloidní zlato konjugované s další monoklonální protilátkou MP. Po přidání zpracovaného pufru obsahujícího vzorek do jamky pro vzorek se MP spojí s konjugátem MP monoklonální protilátky a vytvoří komplex antigen-protilátka. Tento komplex migruje přes nitrocelulózovou membránu kapilárními působením. Když se komplex setká s linií MP monoklonální protilátky testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří vínové zbarvený proužek, který potvrdí reaktivní výsledek testu. Nepřítomnost barevného proužku v testu znamená negativní výsledek testu.

Pro testovací soupravu antigenu RSV:

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakéhokoli vínového zbarvení v proužku T znamená, že ve vzorku nebyl zjištěn žádný antigen RSV. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

Pokud je kromě přítomnosti proužku C vyvolán i proužek T, test svědčí o přítomnosti antigenu RSV ve vzorku. Výsledek je RSV pozitivní.

NEPLATNÝ:

Kontrolní linie se neobjeví. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná procedurální technika. Přezkoumejte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Pro testovací sadu antigenu MP:

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakéhokoli vínového zbarvení v proužku T znamená, že ve vzorku nebyl zjištěn žádný antigen MP. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

Pokud je kromě přítomnosti proužku C vyvolán i proužek T, test svědčí o přítomnosti antigenu MP ve vzorku. Výsledek je MP pozitivní.

NEPLATNÝ:

Kontrolní linie se neobjeví. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná procedurální technika. Přezkoumejte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Pro testovací sadu antigenu FLU A/B:

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakéhokoli vínového zbarvení v proužku T znamená, že ve vzorku nebyl zjištěn žádný antigen FLU A/B. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

Pokud je kromě přítomnosti proužku C vyvolán i proužek T, test svědčí o přítomnosti antigenu MP ve vzorku. Výsledek je MP pozitivní.

NEPLATNÝ:

Kontrolní linie se neobjeví. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná procedurální technika. Přezkoumejte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

Pro testovací sadu antigenu FLU A/B:

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze proužek C, nepřítomnost jakéhokoli vínového zbarvení v proužku T znamená, že ve vzorku nebyl zjištěn žádný antigen FLU A/B. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

FLU A a FLU B pozitivní: Pokud se kromě přítomnosti linie C objeví současně testovací linie A a B, znamená to, že se ve vzorku nachází antigen viru chřipky A i antigen viru chřipky B, tj. výsledek je pozitivní na FLU A i FLU B. FLU A pozitivní: Pokud se kromě přítomnosti linie C objeví i testovací linie A, znamená to, že ve vzorku je přítomen antigen viru FLU A, tj. výsledek je pozitivní na FLU A.

FLU B pozitivní:

Pokud se kromě přítomnosti linie C objeví i testovací linie B, test indikuje přítomnost antigenu FLU B ve vzorku, tj. výsledek je pozitivní na FLU B.

NEPLATNÝ:

Kontrolní linie se neobjeví. Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolní linie je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávná procedurální technika. Přezkoumejte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

1. Mez detekce

Minimální mez detekce tohoto činidla je následující:

Chřipkový virový kmen	Konzentrace	Chřipkový virový kmen	Konzentrace
COVID-19 (L-Type)	9.75 x 10 ² TCID ₅₀ /mL	Adenovirus 7	5.0x10 ² TCID ₅₀ /mL
RSV (A)- Long Strain	1.07 x 10 ⁴ TCID ₅₀ /mL	MP	1x10 ² TCID ₅₀ /mL
RSV (B)- Wild-type Strain	1.2 x 10 ⁴ TCID ₅₀ /mL	Flu A (A2/Aichi/2/68 H3N2)	6.46x10 ² TCID ₅₀ /mL
Adenovirus 1	1x10 ² TCID ₅₀ /mL	Flu A (2009 H1N1)	3.04x10 ³ TCID ₅₀ /mL
Adenovirus 2	1x10 ³ TCID ₅₀ /mL	Influenza B virus Y	5.21x10 ² TCID ₅₀ /mL
Adenovirus 3	2.5x10 ² TCID ₅₀ /mL	Influenza B virus V	3.49x10 ² TCID ₅₀ /mL
Adenovirus 5	7.5x10 ² TCID ₅₀ /mL		

TCID₅₀: Dávka pro infekce na tkáňových kulturách

2. Zkřížená reakce

Pro respirační vícenásobná rychlá testovací sada (Imunochromatografie):

Při koncentraci 1 x 10² cfu/mL nebyla zjištěna žádná zkřížená reakce s následujícími bakteriemi: Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Streptococcus agalactiae subsp. Agalactiae, orální streptokok, Neisseria meningitidis, Arcanobacterium hemolyis, Diphtheria bacillus, neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Streptococcus bovis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus mastitidis, Streptococcus salivarius, Enterococcus faecalis, Lactobacillus plantarum, Moraxella catarrhalis, Neisseria flavescens, Salmonella paratyphi B, korynfornní bakterie, Bacillus subtilis, Streptococcus albianus, Ascomycete sporogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.

Pro testovací sadu antigenu COVID-19:

Při koncentraci 1 x 10² PFU/mL nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s lidským koronavirem 229E, lidským koronavirem OC-43. Při koncentraci 1 x 10⁴ PFU/mL nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s lidským koronavirem HKU1, lidským koronavirem NL63. Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s následujícími virovými kultivačním médiem v koncentraci 1 x 10²TCID₅₀/mL: Chřipka A, chřipka B, parainfluenza I, parainfluenza II, parainfluenza III, virus spalniček, příušnice, enterovirus, virus Herpes simplex 1, virus Herpes simplex 2, respirační syncytiální viru, rhinovirus typ1A,13,14, Mycoplasma pneumonia, adenoviridae.

Pro testovací soupravu antigenu RSV:

Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s následujícími virovými kultivačním médiem v koncentraci 1 x 10²TCID₅₀/mL: SARS-Cov-2 virus (Delta a Omicron), chřipka A, chřipka B, parainfluenza I, parainfluenza II, parainfluenza III, virus spalniček, příušnice, enterovirus, virus Herpes simplex 1, virus Herpes simplex 2, rhinovirus typ1A,13,14, Mycoplasma pneumonia, Adenoviridae.

Pro testovací sadu antigen ADV:

Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s následujícími virovými kultivačním médiem v koncentraci 1 x 10²TCID₅₀/mL: Virus SARS-Cov-2 (Delta a Omicron), chřipka A, chřipka B, parainfluenza I, parainfluenza II, parainfluenza III, virus spalniček, příušnice, enterovirus, virus Herpes simplex 1, virus Herpes simplex 2, respirační syncytiální viru, rhinovirus typ1A,13,14, Mycoplasma pneumonia.

Pro testovací sadu antigen MP:

Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s následujícími virovými kultivačním médiem v koncentraci 1 x 10²TCID₅₀/mL: Virus SARS-Cov-2 (Delta a Omicron), chřipka A, chřipka B, parainfluenza I, parainfluenza II, parainfluenza III, virus spalniček, příušnice, enterovirus, virus Herpes simplex 1, virus Herpes simplex 2, respirační syncytiální viru, rhinovirus typ1A,13,14, adenoviridae.

Pro testovací sadu antigenu Flu A/B:

Nebyla zjištěna žádná zkřížená reaktivita s následujícími virovými kultivačním médiem v koncentraci 1 x 10²TCID₅₀/mL: SARS-Cov-2 virus (Delta a Omicron), Parainfluenza I, Parainfluenza II, Parainfluenza III, virus spalniček, příušnice, Enterovirus, virus Herpes simplex 1, virus Herpes simplex 2, respirační syncytiální viru, rhinovirus typ1A,13, 14, Mycoplasma pneumonia, adenoviridae.

3. Interferenční reakce

Bílí hodnoceny následující látky Respirační vícenásobná rychlá testovací sada (imunochromatografie) v koncentracích 100 µg /ml hladin volně prodejném léčiva nebylo zjištěno, že by ovlivňovaly účinnost testu. Informace o volně prodejném léčivu jsou následující: Azithromycin, kyselina askorbová, Aspirin, Ibuprofen, Oxymetazolin hydrochlorid, Paracetamol, kyselina natrijová, Hydro